



901007

GARZA IDROGEL 60X40CM

- Garza idrogel 60x40 cm, composta da schiuma di poliuretano con struttura a cellule aperte concatenate, imbevuta di 500 g di sostanza attiva gel
- Il prodotto antiustione Burnshield fornisce il necessario supporto di idratazione della cute, raffredda e favorisce la diminuzione della profondità dell'ustione, la riduzione dell'eritema e l'immediata azione antidolorifica
- Dispositivo medico di classe IIb, clinicamente testato, adatto ad essere utilizzato su ustioni di I°, II° e III° grado, anche in presenza di derma lesa
- Disponibile in vari formati e misure, adattabili ad ogni esigenza
- In confezione sterile
- Non è tossico e non irrita
- Adatto ad uso pediatrico
- Non aderisce alla cute, facilmente rimovibile, elastico e flessibile
- Biodegradabile

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl