



**30GCS1840**

## **COMP. DI GARZA STERILE IDROFILA 18X40**

- Compresse di garza idrofila piegate, sterili
- Indicate per la medicazione, il tamponamento, la protezione di ferite superficiali e l'assorbimento degli essudati
- Cotone 100% colore bianco
- Dimensioni: 18x40 cm
- Confezione in carta sterile singola

DIR/QM – Rev. 02\_25/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl