



## S431-M

## **SEPTALDEIDE 2.0 1 LT. DISINF. STERILIZ.**

- SEPTALDEIDE 2.0 è un disinfettante pronto all'uso a base di glutaraldeide acida per la disinfezione di dispositivi medici invasivi e non invasivi riutilizzabili.
- Battericida, fungicida, micobattericida e virucida su virus enveloped in 10 minuti di contatto
- Per la disinfezione a freddo di dispositivi medici quali ferri chirurgici (inclusi quelli di impiego odontoiatrico), strumenti a fibre ottiche, tubi respiratori, apparecchi di anestesia, dispositivi medici riutilizzabili termosensibili

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl