



**DPRO-PF-85**

**GUANTI IN LATTICE STERILI MIS 8,5**

- Guanto chirurgico sterile, monouso, in puro lattice di gomma naturale "Medical grade", senza polvere e con superficie microruvida.
- Colore opaco ed antiriflesso, di corpo unico e senza sbavature.
- Anatomico (destro e sinistro) con polsino salva strappo e anti-arrotolamento che garantisce un'aderenza ottimale anche al camice.
- Sterilizzato a raggi gamma
- Biocompatibile ed impermeabile alla penetrazione virale.
- Privo di Tiourami
- Dispositivo medico in classe IIa ai sensi della Direttiva 93/42/CE e DPI di III° cat. ai sensi del Reg. UE 2016/425
- 1 paio di guanti (destro e sinistro) per busta
- Misura: 8,5

DIR/QM – Rev. 01\_11/08/2023

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl