



**400052**

### **RETE TUBOLARE ELASTICA CALIBRO 3 1MT**

- Rete elastica tubolare per contenzione di medicazioni
- In materiale Spandex e Poliammide
- Colore bianco
- Lunghezza: 1 mt circa
- Dispositivo medico CE conforme a MDR 745/2017 – classe I non sterile

*DIR/QM – Rev. 01\_25/07/2023*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl