



39942L

## GUANTI DERMANYTRIL POWDER FREE MIS. L

- Guanti monouso non sterili in nitrile senza polvere
- Latex free: preserva da possibili reazioni allergiche correlate alle proteine del lattice di gomma naturale
- Ambidestri con polsino salvastrappo
- Superficie micro-ruvida atta a garantire la massima sensibilità
- Ottima resistenza chimica a detersivi, detergenti concentrati, idrocarburi
- Misura: L
- Confezione da 100 pezzi

DIR/QM – Rev. 02\_10/10/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl