



**ENEBX2AY007**

## **COPERTA ISOTERMICA DI SOCCORSO**

- Coperta isotermica di soccorso e protezione
- Presenta una doppia funzione nei confronti del corpo del paziente, sia questo traumatizzato, ustionato o post-operato:
  - Posizionando la parte argentata verso il corpo e quella dorata all'esterno, la coperta isola e riflette conservando circa l'80% del calore del corpo.
  - Posizionando la parte dorata verso il corpo e quella argentata all'esterno, la coperta riflette i raggi del sole e permette al corpo di rimanere fresco
- Non sterile
- Dimensioni: 160x210 cm circa
- Dispositivo medico CE

*DIR/QM – Rev. 01\_26/09/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl