



**CER112**

## **PROTECTAPLAST BENDAGGIO COESIVO COLOR**

- Bendaggio adesivo da utilizzare come cerotto sopra la ferita
- Si fissa a sé stesso, senza necessità di adesivi
- Morbido ed elastico, facile da applicare
- Lascia respirare la pelle per una migliore guarigione delle ferite
- Assorbe il sangue e non si attacca sulla pelle, sui peli o sulla ferita
- Può essere utilizzato in combinazione con gel o crema o per la fissazione di compresse
- Facile da strappare a misura
- Privo di lattice
- Resistente all'acqua
- Dimensioni: 6x450cm

DIR/QM – Rev. 01\_31/03/2025

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl