



610004-20

WRASFER - TELO ASSORBENTE

- Telo di trasferimento ad alto potere assorbente
- Monouso, pratico e igienico, riduce i costi di pulizia e sanificazione delle barelle
- Resistente: garantisce il trasferimento di pazienti fino a 200 Kg
- In grado di assorbire fino a 5 di litri di essudati: protegge gli operatori sanitari da eventuali contaminazioni dovute alla perdita di essudati
- Commercializzato in forma singola non sterile e non può essere sterilizzato
- Destinato all'utilizzo nel settore dell'emergenza sanitaria, in ospedale, nei Pronto Soccorso, nelle case di cura, nelle camere mortuarie e nel recupero di salme in condizioni particolari di utilizzo. Può essere utilizzato quale complemento ad altri ausili di recupero e trasporto quali i materassi a depressione, le barelle a depressione, le barelle a cucchiaio e tipo Toboga, ecc.
- Struttura a 3 strati: polietilene, TNT e strato assorbente
- Portata massima: 200 kg
- Dimensioni del telo: 220x100 cm
- Dimensioni dello strato assorbente: 200x50 cm
- Peso: 350 g
- Colore: blu-bianco
- Dispositivo medico in classe di rischio I, conforme al Regolamento (UE) 2017/745 (MDR).

ATTENZIONE: l'utilizzo del dispositivo deve prevedere almeno l'ausilio di due/quattro persone, anche a seconda del peso del paziente e devono essere rispettate le condizioni d'uso descritte nella confezione del dispositivo stesso. Il dispositivo non può essere utilizzato come dispositivo per il trasporto di pazienti (non sostituisce barelle, lettini o altri dispositivi medici destinati a questo scopo).

DIR/QM - Rev. 01_03/04/2025

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl