



MIS. 3

2502466004

### RETE TUBOLARE ELASTICA MT.50 MIS 3

- Rete tubolare elastica in filato morbido ed estensibile, indicata per il fissaggio di medicazioni su parti del corpo di medie dimensioni
- Sostituisce in modo ottimale le tradizionali bende
- Applicazione rapida e semplice
- Dimensioni: misura 3 - 50 m in tensione
- La misura 3 è indicata per: braccio, gamba, gomito, ginocchio, spalla

DIR/QM – Rev. 01\_06/03/2026

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl