



MIS. 4

2502466005

RETE TUBOLARE ELASTICA MT.50 MIS 4

- Rete tubolare elastica in filato morbido ed estensibile, indicata per il fissaggio di medicazioni su parti del corpo di medio-grandi dimensioni
- Sostituisce in modo ottimale le tradizionali bende
- Applicazione rapida e semplice
- Dimensioni: misura 4 - 50 m in tensione
- La misura 4 è indicata per: braccio, gamba, gomito, ginocchio, spalla, testa, coscia, anca

DIR/QM – Rev. 01_06/03/2026

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl