



**2100331504**

### **AGO CANNULA 2 VIE CON VALVOLA G20**

- Ago catetere intravenoso 2 vie in FEP con valvola d'iniezione ad alette pieghevoli
- Massima praticità di utilizzo con ottimo fissaggio alla cute
- Sterile, monouso, atossico, radiopaco, apirogeno
- Dimensioni: 20G

*DIR/QM – Rev. 01\_06/03/2026*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl