



811023E

CEROTTO STERILE AGHI CANNULA 6X8CM 50PZ

- Medicazione autoadesiva per la stabilizzazione, la protezione ed il fissaggio delle cannule endovenose
- Dotata di:
 - Un incavo per l'apertura verticale della cannula endovenosa
 - Tampone assorbente centrale che impedisce al tessuto non tessuto di aderire al sito di iniezione
 - Bordi arrotondati che impediscono la rimozione accidentale della medicazione
 - Supporto in carta siliconata che facilita un'applicazione precisa, indolore ed efficiente
- Realizzata in tessuto non tessuto idrofobo
- Ipoallergenico
- Durata di conservazione: 5 anni
- Misura 6 cm x 8 cm
- Confezione da 50 pezzi

DIR/QM – Rev. 01_08/06/2026

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl