



#### FP6100

### CEROTTO DI TESSUTO 6 CM x 1MT

- Dispositivo destinato alla protezione di piccole ferite, lesioni cutanee, tagli, escoriazioni e lacerazioni con essudato da lieve a moderato.
- Realizzato in tessuto di cotone con tampone assorbente centrale, in grado di assorbire quantità di essudato da piccole a medie e di proteggere la ferita dagli agenti esterni.
- Flessibile e conformabile ai contorni del corpo, garantisce comfort e libertà di movimento.
- Dotato di supporto in carta siliconata per consentire un'applicazione precisa, semplice e atraumatica.
- Buona permeabilità all'aria e al vapore acqueo.
- Colore pelle.
- Monouso.
- Non sterile.
- Dimensioni: 6 cm x 1 m.
- Confezionato singolarmente.

DIR/QM – Rev. 01\_28/05/2026

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl