



ST-002

TACTICAL TOURNIQUET

- Realizzato in materiale morbido e traspirante per prevenire sfregamenti e ustioni cutanee
- Dotato di:
 - Sistema a doppia chiusura che permette di evitare l'uso di viti e clip e sistema di bloccaggio per impedire l'apertura accidentale del laccio emostatico
 - Meccanismo azionabile con una sola mano
 - Sistema ad anello resistente con cinghia interna mobile che fornisce una compressione circonferenziale all'arto
 - Elemento aggiuntivo per fissare il laccio emostatico e controllare il flusso sanguigno
 - Spazio per annotare l'ora di applicazione
- Confezionato singolarmente
- Senza lattice, senza ftalati
- Monouso e non sterile
- Peso: 82 g
- Dimensioni da chiuso: 16 cm x 6 cm x 4 cm
- Dimensioni da aperto: 96 cm x 4 cm

DIR/QM – Rev. 01_20/05/2026

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl