



**DIA100415**

### **OFTALMOSCOPIO F.O. NERO\*\*\***

- Oftalmoscopio con testa con bloccaggio a vite, lenti correttive da 0 a +20 e da 0 a -20 diottrie con 5 differenti aperture del diaframma
- Illuminazione alogena con fibra ottica e lampada da 2,5V
- Manico porta batterie in materiale metallo/plastico per 2 batterie tipo AA (non incluse)
- Fornito con astuccio in materiale plastico antiurto
- E' un dispositivo medico CE
- Le misurazioni devono essere eseguite nell'ambito del controllo medico

*DIR/QM – Rev. 02\_04/09/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl