



## 16100

## **BARELLA DI SOCCORSO TOBOGA**

- Barella di soccorso molto leggera, indicata per il trasporto di feriti in condizioni disagiate
- Realizzata in abs polimerico con telaio in alluminio
- Completa di materassino in poliuretano espanso e poggiapiedi regolabile
- Dotata di 4 cinture di sicurezza a sgancio rapido
- Dotata di 12 maniglie per il trasporto
- Predisposta per l'aggancio all'elicottero
- Dimensioni: 216x61x17 cm circa
- Portata massima: 300 kg
- Peso: 15 kg circa

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl