



9015PED

COLLARE FAST PEDIATRICO

- Il Collare cervicale di emergenza Fast Collar è il nuovo collare regolabile in differenti altezze.
- Consente l'immobilizzazione del rachide cervicale e riduce al minimo la flessione-estensione.
- Strumento ideale per chi vuole avere, con un unico articolo, diverse possibilità di immobilizzazione.
- Ideale per situazioni post-traumatiche della zona cervicale, nelle quali sia necessario un valido sostegno e/o protezione dell'apparato scheletrico e dei fasci muscolari.
- Dotato di foro centrale per il controllo della trachea e l'effettuazione di un'eventuale tracheotomia.
- È stato sviluppato per un utilizzo nell'emergenza medica ed il design piatto in un pezzo permette un efficiente posizionamento in spazi limitati.
- Struttura in polietilene, imbottitura in LD bianco, bottoncini in nylon e chiusura con cinturini in velcro.
- In caso di utilizzo del dispositivo in presenza di lesioni della cute, proteggere la lesione con adeguata fasciatura; in tali situazioni non utilizzare il dispositivo a contatto diretto con la lesione.
- Radiotrasparente - Latex-Free - Non sterile - Monopaziente - Monouso
- Il dispositivo è monouso. È possibile comunque il lavaggio in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri.
- Codice RDM 611391/R
- Codice CND Y060312

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl