









9030

COLLARE CHAMPION ADULTO

- Il collare cervicale di emergenza Champion Collar è il nuovo collare a doppia valva regolabile in differenti altezze.
- Consente l'immobilizzazione del rachide cervicale, riduce al minimo la flesso-estensione e assicura un miglior controllo dei movimenti di rotazione assiale e di flessione laterale.
- Strumento ideale per chi vuole avere, con un unico articolo, diverse possibilità di immobilizzazione.
- Ideale per situazioni post-traumatiche della zona cervicale, nelle quali sia necessario un valido sostegno e/o protezione dell?apparato scheletrico e dei fasci muscolari.
- Dotato di foro centrale per il controllo della trachea e l'effettuazione di un?eventuale tracheotomia.
- É stato sviluppato per un utilizzo nell'emergenza medicale ed il design piatto in due pezzi permette un efficiente posizionamento in spazi limitati.
- Estremità del velcro in colore arancio per la miglior individuazione della presa.
- Struttura in polietilene, imbottitura in LD nero, bottoncini in nylon e chiusura con cinturini in velcro.
- In caso di utilizzo del dispositivo in presenza di lesioni della cute, proteggere la lesione con adeguata fasciatura; in tali situazioni non utilizzare il dispositivo a contatto diretto con la lesione.
- · Compatibili con TAC e RMN
- 100% Radiotrasparente Latex-Free Non sterile Monopaziente Monouso
- Il dispositivo è monouso. È comunque possibile il lavaggio in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri.
- Codice RDM 1424411/R
- Codice CND Y060312

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl