



**BOR84063**

### **E-HOLSTER ROSSO VUOTO\***

- Holster da cintura
- Tessuto antistrappo e impermeabile di colore rosso
- 5 suddivisioni con apposite tasche per guanti o laccio e per Pen Light
- Passante per cintura da 5,5 cm circa
- Dimensioni: 14x3x19 cm circa
- Fornito vuoto

*DIR/QM – Rev. 02\_08/08/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl