



## IMM120050

### CTS CHILDREN TRANSPORT SYSTEM

- Sistema di contenimento e trasporto di neonati e bambini in assoluta sicurezza a bordo delle ambulanze
- Destinato ad essere utilizzato per il trasporto di bambini e neonati indicativamente da 1 a 24 mesi (lunghezza spalla/cavallo da 35 a 57 cm)
- Tessuto fantasia leggermente imbottito
- Dotato di:
  - cinture di sicurezza che permettono di bloccare il paziente in 3 punti all'interno della sacca, evitando pericolosi e improvvisi movimenti normalmente presenti nei bambini
  - 3 cinture che permettono di fissare il CTS alla barella, garantendo sicurezza durante il trasporto come previsto dalla norma EN 1865-1
- Il dispositivo non prevede una portata massima in chili, poiché essa dipende dalla barella sulla quale deve essere fissato.
- Completo di custodia
- Dimensioni: 110x70 cm circa
- RDM: 2372242 - CND: M030599
- È un dispositivo medico CE in conformità al Regolamento Europeo MDR 2017/745

Manuale d'uso del dispositivo disponibile online nella pagina [eIFU](#)

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl