



IMM120060

MATERASSO A DEPRESSIONE BABY

- Materasso a depressione Baby, realizzato in tessuto ad alta resistenza, destinato all'immobilizzazione e trasporto di pazienti pediatrici
- Dotato di:
- 4 maniglie per il sollevamento e trasporto
- Valvola di aspirazione situata in prossimità della testa dal lato esterno, facilmente accessibile anche con paziente immobilizzato
- Radiotrasparente
- Dimensioni: 87x65x4h cm
- Peso: 1,6 kg
- Portata massima: 18 kg
- È un dispositivo medico CE in conformità al Regolamento Europeo MDR 2017/745

Manuale d'uso del dispositivo disponibile online nella pagina [eIFU](#)

DIR/QM – Rev. 02_21/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl