



**IMM120071**

## **INFANT TRANSPORT UNIT PLUS**

- Sistema per il trasporto dei neonati in caso di emergenza
- Completo di cinghie interne per il fissaggio del paziente, offre un ambiente caldo e protetto in condizioni di sicurezza.
- Realizzazione a borsa ripiegabile che permette di essere agevolmente richiusa e trasportata
- Tessuto antistrappo blu e con fantasia
- 3 lati trasparenti per il completo controllo del neonato da parte del personale
- Materasso interno per un trasporto confortevole
- Dotato di 2 maniglie esterne per il trasporto
- Fornita completa di borsa di trasporto
- Predisposta per l'ancoraggio alla barella dell'ambulanza conforme alla EN 1789
- Dimensioni aperta: 90x38x34,5 cm circa
- Dimensioni chiusa: 90x38x15 cm circa

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl