





IMM120129

MATERASSO A DEPRESSIONE PROFI EVOLUTION

- Materasso a depressione PROFI EVOLUTION, realizzato in tessuto ad alta resistenza, destinato all'immobilizzazione e trasporto di pazienti politraumatizzati
- Dotato di:
- supporto semirigido nel quale sono ricavate 8 maniglie per il sollevamento e trasporto
- valvola di aspirazione situata in prossimità della testa dal lato esterno, protetta dal supporto semirigido, facilmente accessibile anche con paziente immobilizzato
- 2 fori specifici per il fissaggio del materasso a una barella di metallo utilizzata nel soccorso aereo
- 3 cinghie di immobilizzazione
- 3 camere interne di aspirazione per una migliore conformazione alla forma anatomica del paziente
- Radio-trasparente
- Conforme alla norma EN 1865-1
- Dimensioni: 205x95x10h cm
- Peso: 8,2 kg
- Portata massima: 150 kg
- È un dispositivo medico CE in conformità al Regolamento Europeo MDR 2017/745

Manuale d'uso del dispositivo disponibile online nella pagina eIFU

DIR/QM - Rev. 02_21/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl