



**IMM120150**

## **MATERASSO A DEPRESSIONE PROFI**

- Materasso a depressione PROFI, realizzato in tessuto ad alta resistenza, destinato all'immobilizzazione e trasporto di pazienti politraumatizzati
- Dotato di:
  - supporto semirigido nel quale sono ricavate 8 maniglie per il sollevamento e trasporto
  - valvola di aspirazione situata in prossimità della testa dal lato esterno, facilmente accessibile anche con paziente immobilizzato
  - 3 cinghie di immobilizzazione
  - 3 camere interne di aspirazione per una migliore conformazione alla forma anatomica del paziente
  - Radio-trasparente
  - Conforme alla norma EN 1865-1
  - Dimensioni: 205x95x8h cm
  - Peso: 10 kg
  - Portata massima: 150 kg
  - È un dispositivo medico CE in conformità al Regolamento Europeo MDR 2017/745

Manuale d'uso del dispositivo disponibile online nella pagina [eIFU](#)

*DIR/QM – Rev. 02\_21/08/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl