



IMM120172

STECCOBENDA A DEPRESSIONE GAMBA DA 108CM

- Realizzata in tessuto ad alta resistenza, facilmente lavabile, per una veloce e indolore immobilizzazione di tutti i tipi di fratture, anche scomposte
- Immobilizza ma non comprime e permette la naturale circolazione del sangue
- Utilizzabile anche su bambini
- Dotata di valvola di aspirazione in plastica posizionata sul lato esterno
- Radiotrasparente
- Dimensioni: 108x64 cm circa
- Peso: 1,7 kg circa
- È un dispositivo medico CE in conformità al Regolamento Europeo MDR 2017/745

Manuale d'uso del dispositivo disponibile online nella pagina [eIFU](#)

DIR/QM – Rev. 02_21/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl