



**IMM120184**

## **SET 3 STECCOBENDE A DEPRESSIONE COMPLETO**

- Set di 3 steccobende a depressione: gamba, braccio e mano
- Tessuto ad alta resistenza, facilmente lavabile
- Radiotrasparenti
- Valvola di aspirazione in plastica posizionata sul lato esterno
- Veloce e indolore immobilizzazione di tutti i tipi di fratture, anche scomposte
- Possono essere usate anche su bambini
- Immobilizzano ma non comprimono e permettono la normale circolazione del sangue
- Set completo di borsa di trasporto e minipompa di aspirazione
- Dimensioni della steccobenda per la mano: 50,5x33 cm circa
- Dimensioni della steccobenda per il braccio: 47x75 cm circa
- Dimensioni della steccobenda per la gamba: 64x92 cm circa
- Dimensioni del set: 54x24x44 cm circa
- Peso: 4 kg circa
- CODICE CND M030505
- E' un dispositivo medico CE

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl