



**IMM120240**

### **MAXI POMPA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO**

- Pompa di aspirazione per materassi e steccobende a depressione
- Realizzata in alluminio
- Supporto per l'appoggio del piede per facilitare l'aspirazione
- Dimensioni: 13x5,5x54 cm circa
- Peso: 1,4 kg circa
- CODICE CND M030599

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl