



IMM120321

TELO PORTAFERITI OB

- Nuovo telo portافرiti ancora più resistente
- Realizzato con tessuto PVC impermeabile
- Dotato di otto maniglie laterali
- Conforme alla norma EN1865-1
- Perimetro rinforzato con nastro di 4 cm con doppia cucitura su entrambi i lati
- Portata massima fino a 150 kg
- Facilmente lavabile e disinfettabile
- Dimensioni: 187x70 cm circa
- Peso: 1200 g circa
- CODICE CND V0899 - CODICE RDM 533748/R - CODICE GMDN 13818
- E' un dispositivo medico CE

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl