



IMM120648

COLLARE STIFNECK ADULTO SELECT

- Collare di immobilizzazione cervicale per adulti Stifneck
- utilizzabile in 4 dimensioni: Low, Short, Regular, Tall
- Semplicità e versatilità d'uso
- Immobilizzazione perfetta
- Dotato di apertura frontale per il controllo della trachea
- Facilmente lavabile
- Radiotrasparente
- E' un dispositivo medico CE

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl