



**IMM120650**

### **COLLARE STIFNECK PEDIATRICO SELECT**

- Collare di immobilizzazione cervicale Stifneck pediatrico
- Regolabile in 3 dimensioni: Mini, Midi, Pedi
- Semplicità e versatilità d'uso
- Immobilizzazione perfetta
- Dotato di apertura frontale per il controllo della trachea
- Facilmente lavabile
- Radiotrasparente
- E' un dispositivo medico CE

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl