



**IMM120784**

### **COLLARE CERVICALE TWIN ART PEDIATRIC AZZ**

- Collare di immobilizzazione cervicale OB a 2 pezzi realizzato con stampo ad iniezione
- Assicura una perfetta immobilizzazione del segmento cervicale
- Dotato di apertura frontale per il controllo della trachea
- Realizzato in polipropilene radiotrasparente con imbottitura non assorbente
- Misura: Pediatric di colore azzurro
- E' un dispositivo medico CE

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl