



**IMM120796**

## **SET 6 COLLARI TWIN ART IN CUSTODIA**

- Set di 6 collari di immobilizzazione Twin Art con struttura a 2 pezzi realizzati con stampo ad iniezione, nelle misure Pediatric di colore azzurro, Infant di colore Rosa, Standard di colore viola, Short di colore blu, Regular di colore arancio e Tall di colore verde
- Assicurano un'ottimale immobilizzazione ed allineamento neutrale della colonna cervicale
- Dotati di apertura frontale per il controllo della trachea
- Realizzati in polietilene radiotrasparente con imbottitura non assorbente e di facile pulizia
- Colore diverso per distinguere velocemente la misura
- Completo di una pratica custodia
- È un dispositivo medico CE

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl