



**IMM123100**

## **STECCOBENDA RIGIDA SUPERIORE**

- Steccobenda rigida per l'immobilizzazione degli arti superiori
- Realizzata in pvc e nylon
- Lavabile e radiotrasparente
- Chiusure tipo velcro
- Dimensioni: 51x27,5x3,5 cm circa
- Peso: 0,6 kg circa
- CODICE CND M030505

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl