



**IMM123120**

## **SET 2 STECCOBENDE RIGIDE IN CUSTODIA**

- Set di 2 steccobende rigide per l'immobilizzazione degli arti inferiori e superiori
- Realizzate in pvc e nylon
- Lavabili
- Radiotrasparenti
- Chiusure tipo velcro
- Custodia di trasporto con maniglia
- Dimensioni arto inferiore: 74x40x3,5 cm circa
- Dimensioni arto superiore: 51x27,5x3,5 cm circa
- Dimensioni custodia chiusa: 76x19x19 cm circa
- Peso: 2,1 kg circa
- CODICE CND M030505

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl