



**IMM124031**

## **SSPLINT GAMBA SPLINTART**

- Steccobenda con anima in alluminio per l'immobilizzazione semplice degli arti in caso di frattura o distorsione
- Realizzata in neoprene
- Si adatta a tutte le corporature
- Non crea compressioni sui tessuti
- Mantiene la temperatura corporea
- Riduce la congestione intorno alla lesione
- Chiusure di modellazione in velcro
- Leggera e facilmente lavabile anche in lavatrice
- Minimo ingombro
- Dimensioni: 58x21x0,6 cm circa
- Peso: 370 g circa
- Non indicata per le fratture del femore

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl