



**XIMM120014**

## **MATERASSO A DEPRESSIONE SDM COMPLETO**

- Materasso a depressione SDM, realizzato in tessuto ad alta resistenza, destinato all'immobilizzazione e al trasporto di pazienti politraumatizzati
- Dotato di:
- 8 maniglie per il sollevamento e trasporto
- valvola di aspirazione situata in prossimità della testa dal lato esterno, facilmente accessibile anche con paziente immobilizzato
- 3 cinghie di immobilizzazione
- 3 camere interne di aspirazione per una migliore conformazione alla forma anatomica del paziente
- Radio-trasparente
- Completo di pompa di aspirazione e borsa di trasporto
- Dimensioni: 200x80x6h cm ca.
- Peso: 7 kg ca.
- Portata massima: 150 kg
- Conforme alla norma EN 1865-1
- È un dispositivo medico CE in conformità al Regolamento Europeo MDR 2017/745

Manuale d'uso del dispositivo disponibile online nella pagina [eIFU](#)

DIR/QM – Rev. 02\_28/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl