



**XIMM120130**

## **MATERASSO A DEPRESSIONE PROFI COMPLETO**

- Materasso a depressione PROFI, realizzato in tessuto ad alta resistenza, destinato all'immobilizzazione e trasporto di pazienti politraumatizzati
- Dotato di:
  - supporto semirigido nel quale sono ricavate le 8 maniglie per il sollevamento e trasporto
  - valvola di aspirazione situata in prossimità della testa dal lato esterno, facilmente accessibile anche con paziente immobilizzato
- 3 cinghie di immobilizzazione
- 3 camere interne di aspirazione per una migliore conformazione alla forma anatomica del paziente
- Radio-trasparente
- Completo di pompa di aspirazione e borsa di trasporto
- Dimensioni: 205x95x8h cm ca.
- Peso: 10 kg ca.
- Portata massima: 150 kg
- Conforme alla norma EN 1865-1
- È un dispositivo medico CE in conformità al Regolamento Europeo MDR 2017/745

Manuale d'uso del dispositivo disponibile online nella pagina [eIFU](#)

DIR/QM – Rev. 02\_28/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl