



XIMM120131

MATERASSO A DEPR. PROFI EVOLUTION COMPL.

- Materasso a depressione PROFI EVOLUTION, realizzato in tessuto ad alta resistenza, destinato all'immobilizzazione e trasporto di pazienti politraumatizzati
- Dotato di:
 - supporto semirigido nel quale sono ricavate le 8 maniglie per il sollevamento e trasporto
 - valvola di aspirazione situata in prossimità della testa dal lato esterno, protetta dal supporto semirigido, facilmente accessibile anche con paziente immobilizzato
 - 2 fori specifici per il fissaggio del materasso a una barella di metallo utilizzata nel soccorso aereo
 - 3 cinghie di immobilizzazione
 - 3 camere interne di aspirazione per una migliore conformazione alla forma anatomica del paziente
 - Radio-trasparente
 - Completo di pompa di aspirazione e borsa di trasporto
 - Dimensioni: 205x95x10h cm ca.
 - Peso: 8,2 kg ca.
 - Portata massima: 150 kg
 - Conforme alla norma EN 1865-1
 - È un dispositivo medico CE in conformità al Regolamento Europeo MDR 2017/745

Manuale d'uso del dispositivo disponibile online nella pagina [eIFU](#)

DIR/QM – Rev. 02_28/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl