



**IMM120214**

## **STECCOBENDA DEPRES. BRACCIO BASIC+FODERO**

- Steccobenda a depressione, anatomicamente conformata, utilizzabile per braccio e caviglia
- Veloce e indolore immobilizzazione di tutti i tipi di fratture, anche scomposte
- Immobilizza ma non comprime e permette la normale circolazione del sangue
- Tessuto ad alta resistenza, lavabile facilmente
- Dotata di:
  - valvola di aspirazione in plastica posizionata sul lato esterno
  - Sacca di protezione in tessuto antistrappo e impermeabile con sistema di fissaggio a sgancio rapido
  - Radiotrasparente
  - Dimensioni: 68x38x53 cm circa
  - Peso: 0,8 kg circa
  - Dispositivo medico CE

*DIR/QM – Rev. 02\_21/08/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl