



**IMM121631R**

## **FERMACAPO UNIVERSALE OB ROSSO**

- Realizzato in schiumato ad alta densità trattato e idrorepellente di colore rosso
- Composto da 1 cuscino base, 2 cuscinetti supporto testa con apertura per accesso alle orecchie, 2 mentoniere con imbottitura centrale e 8 cinghiette, 2 cinturini a nastro con velcro già integrati alla base per il posizionamento del fermacapo sulla barella
- Radiotrasparente
- Dimensioni: 40x26x16 cm circa
- Peso: 880 g circa

DIR/QM – Rev. 01\_15/12/2023

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl