



**IMM121631P**

## **FERMACAPO UNIVERSALE OB PEDIATRICO**

- Realizzato in schiumato ad alta densità trattato e idrorepellente di colore rosso
- Composto da 1 cuscino base, 2 cuscinetti supporto testa con apertura per accesso alle orecchie, 2 mentoniere con imbottitura centrale e 4 cinghiette, 3 nastri con velcro già integrati alla base per il posizionamento del fermacapo sulla barella
- Radiotrasparente
- Dimensioni: 34x26x15 cm circa
- Peso: 500 g circa

*DIR/QM – Rev. 01\_15/12/2023*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl