



**YHR-ED01**

## **IMMOBILIZZATORE SPINALE**

- Completo di cuscino e borsa di trasporto
- Permette l'immobilizzazione e l'estrazione dei pazienti da spazi di difficile accesso
- Struttura avvolgente e flessibilità d'impiego
- Immobilizza in modo ottimale il tronco, la testa e la colonna vertebrale
- Dotato di nastro e di fibbie a gancio/sgancio rapido colorate
- Dotato di stecche sagomate che conferiscono rigidità al dispositivo
- Realizzato in tessuto lavabile di colore verde
- Radiotrasparente
- Dispositivo medico di Classe I conforme al Regolamento (UE) 2017/745
- Misura: 85\*95\*57 cm adulto

*DIR/QM – Rev. 01\_31/03/2025*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl