



YHR-CS1

BARELLA A CUCCHIAIO

- Barella a cucchiaio realizzata in alluminio
- Efficace dispositivo di aggancio e sgancio per la divisione della barella
- Lunghezza regolabile con bloccaggio automatico
- Borsa con 3 cinture a sgancio rapido per l'immobilizzazione del paziente
- Portata massima: 200 kg
- Peso: 8,5 kg circa
- Dimensioni massime (LxWxH)?210x44x6cm
- Dimensioni minime (LxWxH)?120x44x9cm

DIR/QM – Rev. 01_31/03/2025

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl