



02SF1853EASYICE

PACCO GHIACCIO IN TNT

- Pacco di ghiaccio monouso in tnt per la terapia del freddo con temperatura controllata a 0° C per circa 30 minuti
- Permette l'uso immediato e diretto, evitando la formazione di gonfiori e l'instaurarsi di ematomi
- Arresta le piccole emorragie ed allevia notevolmente il dolore
- Si conserva illimitatamente a temperatura ambiente
- Sacchetto realizzato in tnt
- Dimensioni: 13,5x17cm circa

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl