



126140107191

SONDA DI ASPIRAZIONE COMPLETA YANKAUER

- Cannula di aspirazione rigida, tipo Jankauer, completa di tubo di collegamento da 180 cm con raccordo femmina
- Utilizzo della sonda con una sola mano
- Cannula rigida immediatamente pronta e facile da utilizzare
- Regolazione del vuoto tramite il dito pollice della mano
- Applicabile a qualsiasi aspiratore medicale di secreti
- Fornita in confezione singola sterile
- E' un dispositivo medico CE

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl