



75412

## RETE TUBOLARE ELASTICA MISURA 1 - 50 MT\*

RETE TUBOLARE ELASTICA MISURA 1

- Rete elastica tubolare per medicazioni in qualsiasi parte del corpo
- Sostituisce in modo ottimale le tradizionali bende
- Applicazione rapida e semplice
- Dimensioni: misura 1 - 50 m in tensione
- La misura 1 è indicata per: mano, polso, piede, caviglia
- CODICE CND M03030201

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl