



**OSCAR BOSCAROL S.r.l.**

Via Enzo Ferrari 29, 39100 Bolzano BZ Italy  
P.IVA e Cod. Fisc. 01458460217  
Tel. +39 0471932893 Fax. +39 0257760140  
info@boscarol.it - www.boscarol.it

Ultimo aggiornamento: 30/12/2020



**OSCAR BOSCAROL S.r.l.**

Via Enzo Ferrari 29, 39100 Bolzano BZ Italy  
P.IVA e Cod. Fisc. 01458460217  
Tel. +39 0471932893 Fax. +39 0257760140  
info@boscarol.it - www.boscarol.it

Ultimo aggiornamento: 30/12/2020



**OSCAR BOSCAROL S.r.l.**

Via Enzo Ferrari 29, 39100 Bolzano BZ Italy  
P.IVA e Cod. Fisc. 01458460217  
Tel. +39 0471932893 Fax. +39 0257760140  
info@boscarol.it - www.boscarol.it

Ultimo aggiornamento: 30/12/2020



**OSCAR BOSCAROL S.r.l.**

Via Enzo Ferrari 29, 39100 Bolzano BZ Italy  
P.IVA e Cod. Fisc. 01458460217  
Tel. +39 0471932893 Fax. +39 0257760140  
info@boscarol.it - www.boscarol.it

Ultimo aggiornamento: 30/12/2020





**OSCAR BOSCAROL S.r.l.**

Via Enzo Ferrari 29, 39100 Bolzano BZ Italy  
P.IVA e Cod. Fisc. 01458460217  
Tel. +39 0471932893 Fax. +39 0257760140  
info@boscarol.it - www.boscarol.it

Ultimo aggiornamento: 30/12/2020



**OSCAR BOSCAROL S.r.l.**

Via Enzo Ferrari 29, 39100 Bolzano BZ Italy  
P.IVA e Cod. Fisc. 01458460217  
Tel. +39 0471932893 Fax. +39 0257760140  
info@boscarol.it - www.boscarol.it

Ultimo aggiornamento: 30/12/2020



**OSCAR BOSCAROL S.r.l.**

Via Enzo Ferrari 29, 39100 Bolzano BZ Italy  
P.IVA e Cod. Fisc. 01458460217  
Tel. +39 0471932893 Fax. +39 0257760140  
info@boscarol.it - www.boscarol.it

Ultimo aggiornamento: 30/12/2020





9031

## COLLARE CHAMPION PEDIATRICO

- Il collare cervicale di emergenza Champion Collar è il nuovo collare a doppia valva regolabile in differenti altezze.
- Consente l'immobilizzazione del rachide cervicale, riduce al minimo la flessione e assicura un miglior controllo dei movimenti di rotazione assiale e di flessione laterale.
- Strumento ideale per chi vuole avere, con un unico articolo, diverse possibilità di immobilizzazione.
- Ideale per situazioni post-traumatiche della zona cervicale, nelle quali sia necessario un valido sostegno e/o protezione dell'apparato scheletrico e dei fasci muscolari.
- Dotato di foro centrale per il controllo della trachea e l'effettuazione di un'eventuale tracheotomia.
- È stato sviluppato per un utilizzo nell'emergenza medica ed il design piatto in due pezzi permette un efficiente posizionamento in spazi limitati.
- Estremità del velcro in colore arancio per la miglior individuazione della presa.
- Struttura in polietilene, imbottitura in LD nero, bottoncini in nylon e chiusura con cinturini in velcro.
- In caso di utilizzo del dispositivo in presenza di lesioni della cute, proteggere la lesione con adeguata fasciatura; in tali situazioni non utilizzare il dispositivo a contatto diretto con la lesione.
- Compatibili con TAC e RMN.
- 100% Radiotrasparente - Latex-Free - Non sterile - Monopaziente - Monouso
- Il dispositivo è monouso. È comunque possibile il lavaggio in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri.
- Codice RDM 1424420/R
- Codice CND Y060312