



BOR84064

E-HOLSTER BLU COMPLETO*

- E-Holster da cintura
- Tessuto antistrappo e impermeabile di colore blu
- 5 suddivisioni con apposite tasche per guanti o laccio e per Pen Light
- Passante per cintura da 5,5 cm circa
- Dimensioni: 14x3x19 cm circa
- Completo di:
 - 1 forbice di Pronto soccorso
 - 1 pinzetta anatomica
 - 1 pinza cocher
 - 1 pen light
 - 1 laccio emostatico

DIR/QM – Rev. 02_08/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl