



**BOR84065**

### **E-HOLSTER ROSSO COMPLETO\***

- E-Holster da cintura
- Tessuto antistrappo e impermeabile di colore rosso
- 5 suddivisioni con apposite tasche per guanti o laccio e per Pen Light
- Passante per cintura da 5,5 cm circa
- Dimensioni: 14x3x19 cm circa
- Completo di:
  - 1 forbice di Pronto soccorso
  - 1 pinzetta anatomica
  - 1 pinza cocher
  - 1 pen light
  - 1 laccio emostatico

*DIR/QM – Rev. 02\_08/08/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl